

**BARA FÖR ATT
EN INCISION
BÖRJAR ENKELT
BETYDER DET INTE
ATT DEN SLUTAR BRA.**

FINNS DET
MÖJLIGHETER
ATT FÖRHINDRA ELLER MINSKA
KOMPLIKATIONER?

PREVENA™ -INCISIONS-BEHANDLINGSSYSTEM

FÖR HANTERING AV INCISIONER DÄR DET FINNS RISK FÖR POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER

PREVENA™ -BEHANDLINGEN HJÄLPER TILL ATT:

- Hålla ihop incisionskanterna, vilket kan minska risken för kirurgisk såröppning¹
- Stimulera perfusion²
- Minska lateral spänning* och ödem
- Skydda operationsområdet från yttre infektionskällor

*Data på fil

LÄTT ATT ANVÄNDA**



1 Fäst förbandet på rena, förslutna incisioner



2 Anslut förbandet till behållaren, infoga behållaren i enheten



3 Sätt på strömmen
Låt vara på plats i 2–7 dagar

**Beskrivning av grundläggande användning. Detaljerad information om produktanvändning och tillämpning finns i Prevena™-incisionsbehandlingssystemets kliniska guid.

BESTÄLLNINGSGRUPP	ANTAL	ARTIKELNR
PREVENA™-INCISIONS-BEHANDLINGSSYSTEM	5	PRE1005
Förpackad som 1 system per patient.		
PREVENA™-INCISIONSFÖRBAND	5	PRE1055



Följ sjukhusets rutiner för infektionskontroll och procedurer för kassering av avfall. Lokala protokoll ska baseras på tillämpliga lokala eller statliga miljöbestämmelser.

VIKTIGT! Specifika indikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsinformation finns för KCI-produkter och behandlingar. Rådfråga en läkare och produkternas bruksanvisningar före användning.

Vet du någon patient som skulle ha nytta av Prevena™-behandling idag?

Referenser: 1. Stannard JP, et al. Use of negative pressure therapy on closed surgical incisions: a case series. *Ostomy Wound Manage.* 2009;55:58–66. 2. Timmers MS, et al. The effects of varying degrees of pressure delivered by negative-pressure wound therapy on skin perfusion. *Ann Plast Surg.* 2005;55:665–671.

SVERIGE
KCI Medical AB
Möbelgatan 4
431 33 Mölndal
Sverige
Kundtjänst dygnet runt
Tel 08-544 996 90
Fax 08-544 996 91
www.kci-medical.se

KCI INTERNATIONAL HEAD OFFICE
KCI Europe Holding B.V.
Parktoeren, 6th floor
Van Heuven Goedhartlaan 11
PO Box 129
1180 AC Amstelveen
Nederländerna
Tel +31 (0) 20 426 0000
Fax +31 (0) 20 426 0099
www.kci-medical.com

GLOBAL HEAD OFFICE
KCI International
8023 Vantage Drive
San Antonio
TX 78230
USA
Tel (kostnadsfritt) 1 800 275-4524,
anknytning 6335
Tel +1 210 255 6335
Fax +1 210 255 6991
www.kci-medical.com

EJ TILL FÖRSÄLJNING I USA. © 2010 KCI Licensing, Inc. Med ensamrätt. Prevena och KCI är varumärken som tillhör KCI Licensing, Inc. Prevena skyddas av ett eller flera av följande patent: US 6,951,553 och 6,936,037. Andra patent har sökts. DSL# 10-0071. EMEA